

SUTTER社製ガラスキャピラリー一覧

標準厚ポロシリケート・ガラス管 芯入り(Standard Type / With Filament)

カタログ	外径 (mm)	内径 (mm)	長さ (cm)	本数
BF100-50-7.5	1.00	0.50	7.5	225
BF100-50-10	1.00	0.50	10	225
BF100-50-15	1.00	0.50	15	225
BF100-58-10	1.00	0.58	10	250
BF100-58-15	1.00	0.58	15	250
BF120-60-10	1.20	0.60	10	225
BF120-69-10	1.20	0.69	10	250
BF120-69-15	1.20	0.69	15	250
BF150-75-10	1.50	0.75	10	225
BF150-86-7.5	1.50	0.86	7.5	250
BF150-86-10	1.50	0.86	10	250
BF150-86-15	1.50	0.86	15	250
BF200-100-10	2.00	1.00	10	225
BF200-116-10	2.00	1.16	10	250
BF200-116-15	2.00	1.16	15	250

肉薄ポロシリケート・ガラス管 芯入り(Thin Type / With Filament)

カタログ	外径 (mm)	内径 (mm)	長さ (cm)	本数
BF100-78-10	1.00	0.78	10	250
BF100-78-15	1.00	0.78	15	250
BF120-94-10	1.20	0.94	10	250
BF120-94-15	1.20	0.94	15	250
BF150-110-7.5	1.50	1.10	7.5	225
BF150-110-10	1.50	1.10	10	225
BF150-117-10	1.50	1.17	10	250
BF150-117-15	1.50	1.17	15	100
BF200-156-10	2.00	1.56	10	250
BF200-156-15	2.00	1.56	15	100

標準厚ポロシリケート・ガラス管 芯なし(Standard Type / Without Filament)

カタログ	外径 (mm)	内径 (mm)	長さ (cm)	本数
B100-50-10	1.00	0.50	10	225
B100-50-15	1.00	0.50	15	225
B100-58-10	1.00	0.58	10	250
B100-58-15	1.00	0.58	15	250
B120-69-10	1.20	0.69	10	250
B120-69-15	1.20	0.69	15	250
B150-86-7.5	1.50	0.86	7.5	250
B150-86-10	1.50	0.86	10	250
B150-86-15	1.50	0.86	15	250
B200-116-10	2.00	1.16	10	250
B200-116-15	2.00	1.16	15	250

肉薄ボロシリケイト・ガラス管 芯なし(Thin Type / Without Filament)

カタログ	外径 (mm)	内径 (mm)	長さ (cm)	本数
B100-75-10	1.00	0.75	10	225
B100-75-15	1.00	0.75	15	225
B120-90-10	1.20	0.90	10	225
B120-90-15	1.20	0.90	15	225
B150-110-7.5	1.50	1.10	7.5	225
B150-110-10	1.50	1.10	10	225
B200-156-10	2.00	1.56	10	250

肉薄アルミシリケイト・ガラス管 芯入り(Thin Type/With Filament)

カタログ	外径 (mm)	内径 (mm)	長さ (cm)	本数
AF100-64-10	1.00	0.64	10	100
AF120-77-10	1.20	0.77	10	100
AF120-87-10	1.20	0.87	10	100
AF150-100-10	1.50	1.00	10	100

肉薄アルミノシリケイト・ガラス管 芯なし(Thin Type / Without Filament)

カタログ	外径 (mm)	内径 (mm)	長さ (cm)	本数
A100-64-10	1.00	0.64	10	100
A120-77-10	1.20	0.77	10	100
A120-87-10	1.20	0.87	10	100
A150-100-10	1.50	1.00	10	100

クォーツ(石英)・ガラス管 芯入り(With Filament)

カタログ	外径 (mm)	内径 (mm)	長さ (cm)	本数
QF100-50-7.5	1.00	0.50	7.5	100
QF100-50-10	1.00	0.50	10	100
QF100-60-7.5	1.00	0.60	7.5	100
QF100-60-10	1.00	0.60	10	100
QF100-70-7.5	1.00	0.70	7.5	100
QF100-70-10	1.00	0.70	10	100
QF100-70-15	1.00	0.70	15	100
QF120-60-7.5	1.20	0.60	7.5	100
QF120-90-10	1.20	0.90	10	100
QF150-75-7.5	1.50	0.75	7.5	100

クオーツ(石英)・ガラス管 芯なし(Without Filament)

カタログ	外径(mm)	内径(mm)	長さ(cm)	本数
Q100-30-7.5	1.00	0.30	7.5	100
Q100-30-15	1.00	0.30	15	100
Q100-50-7.5	1.00	0.50	7.5	100
Q100-50-10	1.00	0.50	10	100
Q100-70-7.5	1.00	0.70	7.5	100
Q100-70-10	1.00	0.70	10	100
Q120-40-7.5	1.20	0.40	7.5	100
Q120-60-7.5	1.20	0.60	7.5	100
Q120-90-7.5	1.20	0.90	7.5	100
Q120-90-10	1.20	0.90	10	100
Q150-50-7.5	1.50	0.50	7.5	100
Q150-75-7.5	1.50	0.75	7.5	100
Q150-75-10	1.50	0.75	10	100
Q150-110-10	1.50	1.10	10	100
Q165-115-10	1.65	1.15	10	100

(クオ - ツ・ガラス管はサッタ - 社のP - 2000レ - ザ - ・プラ - をはじめとする特殊機器専用の製品です。通常のプラ - ではご使用頂けませんのでご注意ください。)

ボロシリケート・ガラス・シート管 (Theta / Borosilicate)

カタログ	外径(mm)	内径(mm)	長さ(cm)	本数
BT-150-10	1.50	1.1.7	10	100

クオーツ(石英)・ガラス・シート管 (Theta / Quartz)

カタログ	外径(mm)	内径(mm)	長さ(cm)	本数
QT120-90-7.5	1.20	0.9	7.5	50

ボロシリケート・ガラス・マルチバレル管 芯入り

カタログ	外径(mm)	内径(mm)	長さ(cm)	本数
2BF100-50-10	1.00	0.50	10	75
2BF100-75-10	1.00	0.75	10	75
2BF150-86-10	1.50	0.86	10	100
2BF150-86-15	1.50	0.86	15	100
3BF100-50-10	1.00	0.50	10	75
3BF100-75-10	1.00	0.75	10	75
3BF120-69-10	1.20	0.69	10	100
3BF120-69-15	1.20	0.69	15	100

ボロシリケート・ガラス・マルチバレル管 芯無し

カタログ	外径 (mm)	内径 (mm)	長さ (cm)	本数
3B100-75-10	1.00	0.75	10	75

クォーツ(石英)・ガラス・マルチバレル管

カタログ	外径 (mm)	内径 (mm)	長さ (cm)	本数
7Q033-16-10	1.00	0.33	10	50

ソリッド・ボロシリケート・ガラス・ロッド (Solid / Borosilicate)

カタログ	外径 (mm)	長さ (cm)	本数
BR-100-10	1.00	10	250
BR-100-15	1.00	15	250

ソリッド・クォーツ・ガラス・ロッド (Solid / Quartz)

カタログ	外径 (mm)	長さ (cm)	本数
QR100-7.5	1.00	7.5	100
QR100-10	1.00	10	100
QR100-15	1.00	15	100

ポリッシュ済み 標準&肉薄ボロシリケート・ガラス管 芯入り

カタログ	外径 (mm)	内径 (mm)	長さ (cm)	本数
BF150-86-7.5HP	1.50	0.86	7.5	250
BF150-86-10HP	1.50	0.86	10	250
BF150-110-7.5HP	1.50	1.10	7.5	225
BF150-110-10HP	1.50	1.10	10	225

ポリッシュ済み 標準&肉薄ボロシリケート・ガラス管 芯なし

カタログ	外径 (mm)	内径 (mm)	長さ (cm)	本数
B150-86-7.5HP	1.50	0.86	7.5	250
B150-86-10HP	1.50	0.86	10	250
B150-110-7.5HP	1.50	1.10	7.5	225
B150-110-10HP	1.50	1.10	10	225

ヘッドステージのワイヤーやガスケットの保護に有効です。

サッター社日本総代理店

ショーシンEM株式会社

〒444-0241 愛知県岡崎市赤浜町蔵西1-14

TEL:(0564) 54-1231 FAX:(0564) 54-3207

E-Mail: info@shoshinem.com

URL: http://www.shoshinem.com